

emotralex™

rektálna masť – Návod na použitie



Pozorne si prečítajte celý návod na použitie, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie. Tento prípravok je zdravotnícka pomôcka určená pre dospelých pacientov a má sa používať presne tak, ako je uvedené v tomto návode na použitie, aby sa dosiahla maximálna účinnosť.

Tento návod na použitie si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ho znovu prečítali.

Zloženie

Sukralfát, kakaové maslo, lanolín (rastlinný pôvod), biela vazelína, biely vosk (včelí vosk), čistená voda, kaprylylglykol, extrakt z nechtíka, extrakt z rumančeka, extrakt z listov hamamelu.

Typ zdravotníckej pomôcky

Rektálna masť. Každá tuba obsahuje 25 g rektálnej masti.

Obsah papierovej škatuľky: Jedna tuba a jeden plastový aplikátor, ktorý sa naskrutkuje na tubu.

Čo je emotralex™ rektálna masť a na čo sa používa?

emotralex™ rektálna masť sa používa na liečbu príznakov spojených s hemoroidálnym ochorením a jeho komplikáciami (napr. ekzém, análne fisúry/trhliny kože). Kryje a chráni pokožku, zmierňuje zápal a svrbenie pokožky, čím podporuje jej regeneráciu. Bráni vysušovaniu pokožky, čím podporuje hojenie rán, znižuje riziko vzniku fisúr (trhlín) a zranení spôsobených defekáciou (vyprázdňovaním stolice).

Kedy by ste sa mali vyhnúť používaniu emotralex™ rektálnej masti?

Nepoužívajte, ak ste alergický (precitlivitý) na lanolín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto prípravku.

Nepoužívajte na krvácajúce hemoroidy.

Tehotenstvo a dojčenie

Použitie **emotralex™** rektálnej masti nie je kontraindikované počas tehotenstva a dojčenia, ale ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojim lekárom.

Interakcie s inými prípravkami

Vzájomné pôsobenie **emotralex™** rektálnej masti s inými prípravkami nie je známe, preto sa poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete používať túto masť súčasne s inými prípravkami na rektálne použitie.

Súbežné použitie rektálnej masti a kondómu môže znížiť bezpečnosť antikoncepcie.

Ako používať emotralex™ rektálnu masť?

Vždy používajte zdravotnícku pomôcku tak, ako je uvedené v návode na použitie.

Ak sa používa inak, ako je uvedené v návode na použitie, príznaky sa nemusia dostatočne zmierniť alebo môže dôjsť k podráždeniu pokožky.

Pred použitím **emotralex™** rektálnej masti si umyte ruky.

Masť sa má naniesť do okolia konečníka, ak je to možné, po vyprázdnení stolice alebo sedacom kúpeli, alebo malé množstvo masti (vo veľkosti hrášku) sa aplikuje do konečníka pomocou aplikátora. Uistite sa, že aplikátor je na tubu správne nasadený.



Pred použitím sa uistite, že balenie je neporušené, a tuba ako aj aplikátor sú nepoškodené.

Nepoužívajte, ak je obal, pomôcka alebo aplikátor poškodená.

Po použití umyte aplikátor teplou vodou a mydlom a zatvorte tubu ochranným uzáverom. Vždy po použití masti si umyte ruky. Prípravok sa má používať raz alebo dvakrát za deň. Aplikátor môže používať iba jedna osoba.

emotralex™ sa nemá používať v oblasti očí a do očí, do úst a na ústnu sliznicu. Ak sa prípravok dostane do kontaktu s očami alebo ústami/ústnou sliznicou, treba ich utrieť alebo umyť.

Masť môže zašpiniť spodnú bielizeň, preto sa odporúča použiť hygienické vložky.

Dĺžka používania závisí od zlepšenia príznakov, ale masť sa môže používať bez prerušenia najviac 4 týždne. Ak sa vaše príznaky nezlepšia do 1 až 2 týždňov, poraďte sa so svojím lekárom.

Možné vedľajšie účinky

Používanie prípravku na lokálne použitie, obzvlášť dlhodobé, môže spôsobiť precitlivosť, ktorá sa prejaví príznakmi ako pocit pálenia, svrbenie, bolesť, erytém (sčervenanie kože). V prípade výskytu týchto príznakov počas používania tejto pomôcky, prerušte liečbu a obráťte sa na svojho lekára.

V prípade výskytu akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie sa obráťte na svojho lekára alebo lekárničku.

Upozornenia

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí! Zabráňte kontaktu s očami! Nesmie sa prehltnúť!

emotralex™ rektálna masť sa nesmie používať v pošve.

Čas použiteľnosti a podmienky skladovania

Dátum expirácie je uvedený na papierovej škatulke a tube. Dátum expirácie a číslo šarže sú uvedené na tube na mieste zvaru. Nepoužívajte masť po dátume expirácie. Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.



Uchovávajte **emotralex™** rektálnu masť pri teplote do 25 °C.



Chráňte pred slnečným žiarením.

Nelikvidujte zdravotnícke pomôcky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužité zdravotnícke pomôcky vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Tento návod na použitie bol naposledy aktualizovaný v: marec 2017



Výrobca:

Egis Pharmaceuticals PLC,
Keresztúri út 30-38.,
1106 Budapešť, Maďarsko

Distribútor:



Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot, 92284 Suresnes cedex
Francúzsko

Vysvetlenie symbolov na obale

	Upozornenie. Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
	Pozrite návod na použitie.
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený.
	Maximálna teplota
	Chráňte pred slnečným žiarením.
	Výrobca
	Číslo šarže
	Dátum spotreby/Dátum expirácie

CE 2409

Zdravotnícka pomôcka